

CAMILLA DE TRATAMIENTO ELÉCTRICA DE 3 SECCIONES

CY-C108F

Datos técnicos:

- Dimensiones:
 - o Largo: 1980 mm
 - o Ancho: 700 mm
 - o Altura ajustable: 460 - 890 mm
- Peso:
 - o Peso neto: 70 kg
 - o Peso bruto (con embalaje): 85 kg
- Tamaño del embalaje:
199 x 75 x 52 cm
- Capacidad de Carga: 250 kg (551 lbs), incluyendo paciente y accesorios
- Ajustes de Altura: La altura es ajustable mediante un sistema de barra de pie con un actuador eléctrico
- Ajustes de Secciones:
 - o Respaldo: Ajustable de 78° a -32°
 - o Sección de los pies: Ajustable de 45° a -25°
 - o El ajuste de estas secciones se realiza con pistones neumáticos
- Movilidad y Estabilidad:
 - o Equipada con cuatro ruedas retráctiles de grado médico
 - o Cuatro patas pies de nivelación
- Tapicería:
 - o Fabricada con vinilo de PVC de grado médico
 - o Es resistente al fuego, al agua, a las manchas, al moho, al aceite y al desgaste

- Motor: Los modelos eléctricos están equipados con un motor de larga duración y libre de mantenimiento.

Precauciones de Uso y Seguridad:

- No ajuste las secciones de la camilla mientras el paciente esté sobre ella
- Asegúrese de que la camilla esté nivelada antes de que el paciente se recueste
- No coloque las manos o los pies cerca de las partes móviles mientras ajusta la altura
- Para la movilidad, use el pedal para controlar las ruedas, pero no lo use durante el tratamiento o para transportar al paciente. La opción móvil es solo para ajustes de posición de la camilla
- No coloque peso o presión excesiva en el reposacabezas
- Verifique la tapicería al desempacar la camilla y no la use si hay signos de daño

Cuidado y Mantenimiento:

- Limpieza: Limpie la tapicería al final de cada día con un detergente suave. Se recomienda una mezcla de jabón antibacteriano para platos y agua, aplicada con un atomizador y luego secada con una toalla limpia
- Almacenamiento: No almacene la camilla en temperaturas extremadamente frías o calientes, ya que esto puede dañar la tapicería
- Precauciones:
 - o No use alcohol, ya que reseca y agrietará la tapicería, anulando la garantía
 - o Mantenga el actuador eléctrico siempre seco, ya que la humedad podría causar un cortocircuito
 - o Proteja la camilla de abrasiones, cortes y perforaciones

