

Cuidado intuitivo y eficaz: un mejor resultado.



Hill-Rom

Más ventajas para los pacientes y para quienes los cuidan...

Una cama extraordinariamente eficaz que le permite centrarse en el cuidado del paciente.

Con más de 80 años de experiencia diseñando camas de hospital, entendemos que la calidad del cuidado del paciente depende del tiempo que dedique cuidándole. La cama Hill-Rom® 900 ofrece una funcionalidad máxima con la mínima complejidad, por lo que dedica menos tiempo y energía utilizando la cama y más tiempo centrándose en las tareas esenciales como moviendo a su paciente y garantizando su seguridad.



Ahorre tiempo gracias a los controles intuitivos son fácilmente accesibles.




Ahorre tiempo y molestias en espacios reducidos las barandillas laterales solo necesitan 4 cm alrededor de la cama, 1/3 del espacio de las camas de hospital equiparables¹.



Ahorre esfuerzo durante los transportes de la cama con la 5ª rueda central.

- Dirija la cama sin esfuerzo en las esquinas.
- La activación y desactivación se realiza desde el punto de transporte, ahorrando tiempo.

A healthcare worker is shown from the side, adjusting a patient in a Hill-Rom 900 hospital bed. The patient is an older man with grey hair, wearing a blue and white striped hospital gown, lying in the bed. The bed is white with blue accents. The healthcare worker's hand is on a control panel on the side of the bed. The background shows a window with a view of a bright sky. The overall scene is clean and professional, highlighting the ease of use of the bed for healthcare workers.

Más del 90%
de los cuidadores
calificaron la cama
Hill-Rom® 900
como fácil de usar.²

Reduzca el esfuerzo
diario en 200 kg.³

**Ahorre tiempo
y esfuerzo docenas
de veces al día.** Baje las
barandillas en solo un paso
con una mano sin molestar
a sus pacientes.

La movilidad intuitiva contribuye a aumentar la autonomía y la rehabilitación del paciente.

La movilización temprana y frecuente del paciente favorece la recuperación⁴, pero suele ser complicada y peligrosa para el personal asistencial y los pacientes⁵. Las funciones únicas de la cama Hill-Rom® 900 ayudan a la evolución del paciente de manera sencilla, segura y con confianza a través de los pasos de movilidad: desde girarse "incorporarse en la silla" hasta ponerse de pie y salir de la cama.

Facilita la participación del paciente en la movilización como volverse a colocar en la cama o girarse.



Movilización temprana, segura y fácil del paciente con la función de pulsación única EasyChair®.



Elimine tiempo y esfuerzo necesarios para sentar al paciente en el borde de la cama. La posición de salida de en una función y el diseño óptimo de la barandilla permite el adecuado posicionamiento del paciente a la primera, siempre.



Movilización más Segura

Las barandillas con Área de Agarre Integrada proporcionan un soporte resistente y estable a los pacientes mientras los ayuda a levantarse o a trasladarse al sillón. El resultado: menor riesgo de caídas de los pacientes, menor esfuerzo de los cuidadores y mayor confianza para ambos.

Confirme
la posición
más segura
de un solo vistazo.



CPR

Cama baja

Con un solo toque, coloque la cama en posición horizontal, extendida, desde cualquier posición articulada hasta su posición más baja y extendida, a menos de 39 cm del suelo.



Luz de noche inteligente

De un vistazo, confirme que la cama se encuentra en la posición más segura para dormir, incluso desde fuera de la habitación del paciente.

La luz nocturna se ilumina en color verde si la cama se encuentra en la posición más baja. También ilumina el espacio del suelo por el que el paciente sale de la cama para ayudar a reducir el riesgo de caídas.

Si la cama se eleva desde la posición más baja, la luz nocturna se ilumina en color naranja. Una luz de advertencia en el panel de control también alertará al personal asistencial.

Frenos activados

El indicador de freno desactivado le avisa en caso de que los mismos no se estén utilizando.



Barandillas seguras


Las barandillas laterales ayudan a los pacientes que son capaces de salir de la cama de forma independiente. La cama Hill-Rom® 900 está certificada conforme a la normativa de camas hospitalarias EN 60601-2-52, lo que significa que el riesgo de atrapamiento del paciente es mínimo, incluso con la extensión de cama activada.



Sus pacientes dependen de usted para un cuidado de calidad. Confíe en Hill-Rom® para obtener productos de calidad. Testada superando los requisitos reglamentarios en el laboratorio de pruebas certificado de Hill-Rom®, la cama Hill-Rom® 900 está fabricada para durar.

En total, se aplicó a la cama una carga acumulativa de más de 14 M kg⁶, que es más de 6 veces el valor requerido por la normativa EN 60601-2-52 (2010). Puede estar seguro de que esta cama realizará sus tareas de forma fiable durante toda su vida útil. Con el mantenimiento adecuado, seguirá siendo segura para sus pacientes y cuidadores.

Probada teniendo en cuenta los estándares de Hill-Rom.



Más ventajas para los pacientes y para quienes los cuidan...