

XIGNAL

OXÍMETRO DE PULSO

USO HUMANO

MODELO F380H

Características generales

- **Parámetros de monitoreo:** SpO2, PR y TEMP
- Pantalla de visualización
- **Tipo:** TFT LCD de 2,8 pulgadas
- **Área de visualización:** 58mm x 43mm
- **Tamaño:** 142 mm (L) x 78 mm (w) x 28 mm (H)
- **Peso:** 250g (sin batería ni sensores)

Especificaciones eléctricas

- **Voltaje de funcionamiento:** batería de litio DC4.0V-6.0V o 3.5V-4.2V.
- **Batería interna:** 4 baterías alcalinas AAA o batería recargable de 1800 mAh Li.
- **Tiempo de trabajo:** operación continua de 15 horas con una batería(s) nueva(s) completamente cargada a una temperatura ambiente de 25°)
- **Consumo de energía:** más pequeño que 80 mA (normal)

Especificaciones de los parámetros

SpO2

- Pediátrico, Adulto.
- Rango: 35% -100%
- Resolución: 1%
- Precisión: (70% -100%)
- 2% normal
- 3% de movimiento o baja perfusión
- Por debajo del 70% No especificado

PR (Frecuencia Cardíaca)

- Rango: 25bpm-400bpm
- Resolución: 1bpm
- Precisión: (25~ 400BPM)
- 2bpm Normal
- 3bpm de movimiento o baja perfusión

Temperatura

- Canal 1
- Rango de medición y alarma 18 ~ 45 ° C
- Resolución 0.1 ° C
- Precisión 0.1 ° C

Incluye Accesorios



Condiciones ambientales de trabajo y almacenamiento

- **Temperatura:** Operación: 5 °C -40°C ;
- **Transporte y almacenamiento:** -20 °C -55°C
- **Humedad:** Operación: 15% -85% (sin condensación)
- **Transporte y almacenamiento:** 10% -95% (sin condensación)
- **Altitud:** Operación: 70KPa-106 KPa
- **Transporte y almacenamiento:** 50KPa-106 KPa

Celeste No.33 Col. Real de Los Arcos.
C.P.: 83250 Hermosillo, Sonora, México.
Tel. 800 813 1126

 **Catalogomedico**
_mx