

Wireless Pro



El equipo inalámbrico más avanzado de electroterapia

WIRELESS PROFESSIONAL es un estimulador de 4 canales desarrollado para tratar las principales indicaciones en electroterapia: Dolor, Fortalecimiento, Contractura, Problemas Vasculares, LCA, Neurorehabilitación, etc. Los beneficios que proporcionan la libertad del sistema inalámbrico y la función de gatillo permiten realizar nuevos tipos de sesiones en las que se requieren contracciones voluntarias o cuando el Fisioterapeuta quiere controlar la estimulación manualmente. Se entrega con 2 mandos a distancia y una Estación Base Inteligente para gestionar varias sesiones simultáneamente (Multi-Sesiones™).

Características

• Tecnología WIRELESS

Elimina las restricciones para usted y su paciente. Le da a su paciente una total libertad de movimiento facilitando su manipulación y permitiendo combinar el ejercicio activo con electroestimulación para un mejor resultado.

• Tecnología Muscle Intelligence™

4 funciones disponibles en los 4 canales:

- Mi-Scan - Personaliza la estimulación según la fisiología del paciente para una mayor comodidad y efectividad del tratamiento.

- Mi-TENS - Actúa de forma efectiva justo por debajo del umbral motor para programas TENS.

- Mi-Range - Actúa de forma efectiva en el rango de intensidad óptima para los programas de baja frecuencia.

- Mi-Action - Sesión activa con una contracción voluntaria detectada por el sensor para iniciar la estimulación.

Función 2+2, PROGRAMA + TENS

Seleccione un programa y agregue TENS en los otros canales. Esto permite el tratamiento de dos partes del cuerpo diferentes, dos pacientes al mismo tiempo.

Saltar

Gestiona la duración de la sesión y pasa directamente a la siguiente fase (trabajo o recuperación) cuando es necesario.

Lápiz Punto Motor

Asegura la colocación óptima de los electrodos.

Modo Pausa

Hace una pausa en la estimulación cuando los electrodos deben ser recolocados.

Software

Crea listas de pacientes e historial, crea programas de estimulación personalizados.

Autonomía y velocidad de recarga

Con un uso diario y con la estación base, un ciclo completo de recarga dura un máximo de 1 hora y media.

Características

Máxima intensidad de pulso:	120 mA
Ancho de pulso:	30 a 400µs
Frecuencia de pulso:	1 a 150 Hz

Configuración de Programas

Rehabilitación I y II	Antidolor I y II	Preparación Física I y II	Vascular	Agonista - Antagonista	Hemofílico	Neurológico
Punto Motor	TENS 100 Hz I	Potenciación	Piernas pesadas	Atrofia 1/1 c/2 Canales	Atrofia en Hemofilia I	Pie Hemipléjico
Amiotrofia (2 niv.)	TENS Frec. Mod.	Resistencia (3 niv.)	Insuficiencia venosa I	Atrofia 2/1 c/2 Canales	Fortalecimiento en Hemofilia I	Espasticidad
Fortalecimiento (2 niv.)	TENS Mod. Ancho de Impulso	Resistencia Aeróbica (3 niv.)	Insuficiencia venosa II	Atrofia 1/1 c/4 Canales		Hombro Hemipléjico
Prevención de Amiotrofia (2 niv.)	TENS (Gate Control) 80 Hz	Fuerza Explosiva (3 niv.)	Insuficiencia arterial I	Atrofia 2/1 c/4 Canales		Neurorehabilitación Inicio Lento
Lesión Muscular	Endorfinico	Pliometría	Insuficiencia arterial II	Fortalecimiento 1/1 c/2 Canales		
Prótesis de Cadera (3 niv.)	Burst	Hipertrofia (3 niv.)	Prevención de calambres	Fortalecimiento 2/1 c/2 Canales		
Síndrome Rotuliano (3 niv.)	TENS Burst Alternado	Fortalecimiento Lumbar (3 niv.)	Capilarización	Fortalecimiento 1/1 c/4 Canales		
LCA	Descontracturante	Est. Cintura Pélvica (3 niv.)		Fortalecimiento 2/1 c/4 Canales		
Manguito Rotador (3 niv.)	Dolor de Rodilla	Musculación (3 niv.)				
Estabilización Lumbar	Dolor de Trapecio	Recuperación Activa				
Rehabilitación Cardiaca	Dolor de Hombro	Masaje Tonificante				
Atrofia (Frec. Mod.)	Dolor por Fractura	Masaje Relajante				
Fortalecimiento (Frec. Mod.)	Cervicalgia	Masaje Anti estrés				
	Dorsalgia	Recuperación Plus				
	Lumbalgia					
	Lumbociática					
	Lumbago					
	Epicondilitis					
	Torticolis					
	Artralgia					

Incluye guía para la correcta colocación de electrodos, los parámetros y explicación del programa directamente disponibles en el mando a distancia.



777 317 7035 / 777 317 7036

equipos@interferenciales.com.mx

@interferenciales

777 253 9743 / 777 233 7314

www.interferenciales.com.mx

InterferencialesMX

/interferenciales