

DIMEDIC®

mod.
750X
Enterprise

Cama Camilla

Radiotransparente



CAMA CAMILLA RADIOTRANSARENTE PARA HOSPITAL



El mecanismo de la camilla permite dar las siguientes posiciones de forma hidraulica-neumática.

Trendelenburg de 17°

Trendelenburg inverso de 17°

Sección de espalda - fowler con un sistema neumático / hidráulico el cual cubre el rango de 0 a 90°

Altura y descenso ajustable de 63 a 93 cm (medido de la superficie de la camilla al piso, y sin colchón).

Superficie de la camilla rígida.

Superficie del paciente radiotransparente de laminado de alta presión de resina fenolica a todo lo largo de la camilla.

Barandales laterales plegables, mediante palanca de seguridad con distintivo color amarillo, integrados a la camilla.

Parachoques de la camilla en cada esquina de la camilla.





Porta chasis

Palanca de seguridad para evitar caída accidental de los barandales abatibles.

Porta chasis a todo lo largo de la camilla, cubre toda la base superficie de paciente con riel al inferior de la base.



Porta chasis con sistema de sujeción.

Activado por medio de una palanca retráctil.

Colchon para camilla con las siguientes características:

Poliuretano de alta densidad con 6 cm de espesor.

Antiestático.

Recubierto de material lavable.



Repelente a líquidos

Ignífugo.

Sin costuras visibles.


Dimensiones acorde a la superficie de la camilla.

Colchón marca DIMEDIC.



Sección de espalda con sistema neumático de 0 a 90°





La camilla soporta un peso de 200 kg.

Dimensiones de la superficie del paciente 190 cm de largo x 66 cm de ancho.

Dimensiones totales de la camilla (con los barandales arriba):

- Longitud total en el rango de 213 cm.
- Ancho total en el rango de 94 cm



Altura y descenso ajustable de 63 a 93 cm



Base de la camilla con compartimiento integrado en la parte inferior para almacenamiento de tanque de oxígeno y un espacio para las pertenencias del paciente.

Ruedas antiestáticas de 20 cm de diámetro.

Con un sistema de direccionamiento para facilitar la conducción de la camilla a través de la quinta rueda, activada por medio de un pedal lateral al inferior de la camilla.

Con sistema de frenado centralizado para las cuatro ruedas, activada por medio de pedales en cada esquina.

Capacidad de colocar poste porta soluciones en las cuatro esquinas.



Accesorios:

Poste porta soluciones, de altura variable, fabricado en acero inoxidable, acabado pulido.
Marca: DIMEDIC

Dos (2) cinturones de sujeción para el paciente.

Dos (2) ganchos en cada lado de la camilla para bolsas de drenes.



**quinta rueda