

ACCURO

CHARMCARE

Excelencia en Monitoreo

CX-100

Pulsoxímetro delgado para escritorio modelo ACCURO

Pulsoxímetro de múltiples posiciones modelo CX100



ACCURO

CX-100

PC software DIGIVIEW incluido

Peso: 1,300 g (Adaptador de AC integrado)

Dimensiones: 24.5 x 8.4 x 8.5 cm (9.6 x 3.3 x 3.4 pulgadas)

Peso: Unidad principal: 650 gramos, adaptador: 550 gramos

Adaptador de corriente separado de la unidad

Dimensiones: 9.6 x 1.6 x 3.3 pulgadas (24.5 x 4.2 x 8.5 cm)

Características ACCURO y CX-100

- **Batería recargable interna (3 hrs de uso / 3 hrs de Carga)**
- **LCD azul de fácil lectura (LCD verde serie económica sobre pedido)**
- Lectura en condiciones de movimiento y de baja perfusión de 0.1%
- La rotación de la pantalla permite la lectura de los valores en forma vertical u horizontal.
- Despliegue de valores de la saturación de oxígeno, la frecuencia de pulso, alarmas, despliegue de la onda pletismográfica
- La configuración del usuario se maximiza para todas las aplicaciones.
- Salida RS-232 (impresora o comunicación a PC)
- **Memoria de tendencias de 20 días @ 10 seg.** Gráfica y numérica
- Diseñado para colocación en el barandal, en el tubo porta-suero y de uso portátil.
- Monitoreo de adultos, infantes y neonatos.
- **Protección contra ruido de la Unidad Electro Quirúrgica.**
- Resistente a la Luz Ambiental y la Luz Solar.
- **Compatible con sensores de la marca Nellcor**
- PC-Software DigitalView y cable de conexión **INCLUIDO**
- **Adaptador para poste (CLAMP) INCLUIDO**

Ahora ACCURO y CX 100 se encuentra a su disposición para casos de rangos de perfusión baja de hasta 0.05%. ACCURO Y CX100 no sólo son excelentes brindando precisión para el monitoreo de adultos, infantes y neonatos en condiciones de movimiento y baja perfusión, sino también otorgando protección contra el ruido de las Unidades Electro-Quirúrgicas, así como de la Intensa Luz Ambiental y de la Luz Solar. Los pulso-oxímetros ACCURO y CX 100 le proporciona el valor de la Saturación de oxígeno, la frecuencia de pulso, alarmas, despliegue de onda pletismográfica, salida RS-232 para impresora o comunicación a PC y 480 horas (20 días) de tendencias.

ACCURO Y CX100 le ofrece la posibilidad de colocarlo en múltiples posiciones: en el barandal de la cama, en el tubo porta-suero y utilizarlo como un equipo portátil.

Especificaciones ACCURO y CX-100

Alimentación de CA: multivoltaje 100 a 240VCA Automático, 50/60Hz,
Consumo de Energía: 24VA, Valor del Fusible: 1Amp, 250V

Rango de Medición

Frecuencia de Pulso: 15 a 300 lpm
Porcentaje de saturación de oxígeno:
0 a 100%
Perfusión: 0.05 a 20%

Precisión de Saturación

Adulto/Pediatrico
70 a 100% ± 2 dígitos
50 a 69% ± 3 dígitos
Neonato
70 a 100% ± 3 dígitos
50 a 69% ± 4 dígitos

Precisión de la Frecuencia de Pulso

Sin Movimiento: 15 a 300 lpm ± 3 dígitos
Tiempos Promedio: 4, 8, 16 seg.

ALARMAS

Todos los parámetros (ON/OFF) independientes
Silencio: 2 minutos, Volumen: 7 pasos

Batería

Tipo: Li-ion
Capacidad:
- Pantalla azul LCD con batería doble: 8 horas
Tiempo de carga: 3 a 5 horas.

Adaptador para poste
(CLAMP) INCLUIDO



CX-100

