

# Analizador médico de composición corporal

**seca**  
Precisión para la salud

## seca mBCA 554

- + Precisión única a través de la validación de IRM de cuerpo entero (masa muscular esquelética) y modelo 4C (masa grasa)
- + Estadímetro con posiciones de manija fija: Las mediciones son reproducibles y confiables
- + Los estudios de validación se agrupan y se publican en el European Journal of Clinical Nutrition 2013/2017, entre otros
- + El software basado en la nube con gráficos fáciles de entender garantiza una imagen completa de la composición corporal



EMR



Opcional disponible con medición de estatura ultrasónica seca 257

# Analizador médico de composición corporal



Un análisis de bioimpedancia basado en la nube hace el trabajo por usted

El software basado en la nube realiza por usted todas las tareas administrativas de TI, como almacenar, administrar y hacer copias de seguridad de los datos, lo que le permite dedicar más tiempo a sus pacientes. Los datos confidenciales del paciente se transmiten y se guardan en un formulario cifrado y están protegidos contra el acceso de terceros. Las plantillas de parámetros se pueden personalizar y adaptar a preguntas específicas y prioridades temáticas.

## Desarrollado junto con usuarios de dispositivos médicos

Los años de experiencia de colaboraciones de investigación y de trabajo conjunto con especialistas médicos garantizan la mayor precisión y exactitud ejemplificada en el analizador seca mBCA 554. El analizador está validado por estudios médicos y proporciona un software moderno basado en la nube y una innovadora medición de longitud con tecnología ultrasónica. Gracias su análisis gráfico mejorado, brinda una imagen precisa e integral de la composición del cuerpo en solo segundos y hace que el análisis de bioimpedancia sea un respaldo aún más valioso para la terapia y el diagnóstico.



## mBCA

Capacidad	360 kg / 800 lbs
Graduación	50 g / 0,1 lb
Tipo de pantalla	Pantalla táctil de 4,3" inclinable y rotable
Conectividad	Wi-Fi, Ethernet
Puertos	USB para escáner de código de barras
Método de medición	Análisis de impedancia bioeléctrica de 8 puntos
Corriente de medición	100 $\mu$ A
Duración de la medición	24 segundos
Software	seca analytics 125
Accesorio necesario	+ Pasamanos BIA seca mBCA 550
Accesorios	+ Medición de estatura ultrasónica seca 257 + Soporte de escáner de códigos de barras seca 463 + Juego de ruedas de transporte grandes seca 468

## Cada componente del cuerpo validado según el modelo de excelencia

Los analizadores seca mBCA están validados como la única solución BIA para todos los componentes con el método de referencia más exacto (modelo de excelencia). Esto incluye la comparación compleja con una IRM de cuerpo entero para ver la masa muscular y, con el modelo 4C, para ver la masa grasa o la masa magra. A fin de brindar al usuario certeza absoluta sobre la confiabilidad de los resultados de medición, nuestros estudios de validación se publican de manera transparente y en forma combinada en revistas revisadas por colegas.

Código de pedido **ON IHM INT NN**

- + Plataforma BIA seca mBCA 554
- + Pasamanos BIA seca mBCA 550