



CAMILLA DE ESPÁTULA O SCOOP C3

La camilla de espátula de plástico o scoop C3 se utiliza para inmovilizar y trasladar a pacientes de forma segura, permitiendo recogerlos sin necesidad de moverlos, lo que es ideal para situaciones de emergencia y rescate, especialmente en casos de posibles lesiones de columna.

CARACTERÍSTICAS

Orificios que permiten un agarre fácil en los extremos de la camilla, también diseñados para que se puedan sujetar los accesorios de inmovilización.

Capacidad de carga de 160 kg.

Peso neto de 8 Kg.

Doble mecanismo de bloqueo de seguridad.

Fácil de doblar para almacenar.

Marco inferior para los pies estrecho para mejor manejo de espacios reducidos.

Desacople de ambos extremos para sacar suavemente al paciente.

De fácil limpieza y desin

Impermeable a los líquidos.


3 dimensiones de longitud ajustable a la altura del pa
Longitud A
Longitud B: 188 cm
Longitud C: 200 cm

Inmovilización del paciente en la p que ha sido encontrado, minimizando los movimientos de la columna ve

Dispositivo para manipular al p sin necesidad de rotarlo y lev



MEDIDAS



APLICACIÓN

